

Capo Bulk Fill

SZYBKO, ŁATWO i BEZPIECZNIE

**NIGDY WCZEŚNIEJ PRACA NIE BYŁA TAK PROSTA I SZYBKA
W POŁĄCZENIU Z DOSKONAŁYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI FIZYCZNYMI**

Capo Bulk Fill jest półpłynnym kompozytem zawierającym krzemionkę amorficzną szczególnie do wypełnień w zębach trzonowych w technice typu „bulk”. Szybka i łatwa metoda pracy bezwarstwowej (do 4mm). Półpłynna konsystencja kompozytu powoduje doskonałe przyleganie do ścian ubytku.

WSKAZANIA:

- wypełnienia o grubości warstw
- do 4mm klas ubytków I i II
- jako „liner” – pierwsza warstwa
- w ubytkach klas I i II

ZALETY:

- szybka i łatwa praca
- minimalny skurcz polimeryzacyjny
- wyjątkowe właściwości fizyczne (77% wypełniaczy)
- bardzo dobrze widoczny na RTG (210%Al.)
- kompatybilny z większością systemów wiążących i wypełnieniami
- biokompatybilny: wolny od Bis-GMA, HEMA i TEG-DMA
- uniwersalny zębinowy odcień dający naturalne wykończenie
- idealna, półpłynna konsystencja
- doskonała polerowalność



CAPO Bulk Fill

Idealne połączenie

Capo Natural

Kompozyt ceramiczny dający niebywale naturalny efekt końcowy



Capo Universal

Kompozyt z porcelaną w uniwersalnym odcianiu z efektem kameleona na wszystkie klasy ubytków w zębach bocznych i trzonowych



NanoPaq flow

Nanoceramiczny półpłynny kompozyt, idealny przy pracy z włóknami szklanymi



Capo Bulk Fill



CapoHybrid

Wysoce estetyczny kompozyt o doskonałym efekcie kameleona, polerowany na wysoki połysk. Szczególnie polecany na licówki, odbudowy zębów przednich, do naprawy porcelany w gabinecie, nie wymaga pracy z opakerem.



	Średnia wartość
Siła 3 punktów (MPa)	134
Moduł sprężystości (MPa)	11090
Twardość w skali Vickersa (MPa)	740
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)	381
Przepuszczalność RTG	210 % Al
Zawartość wypełniacza	77 % by weight