

Capo Natural

PERFEKCYJNE SKOPIOWANIE NATURY

BEZINWAZYJNIE I ESTETYCZNIE - CAPO NATURAL



Capo Natural – Perfekcyjne wypełnienia

Capo Natural jest kompozytem ceramicznym mikrohybrydowym o bardzo drobnych cząsteczkach i ulepszonej formule odpornej na ścieranie, biokompatybilny. Specjalny dobór koloru pozwala na małoinwazyjne i niezwykle naturalne wypełnienie. Używając Capo Natural znacznie można zmniejszyć ryzyko powstawania próchnicy wtórnej bez narażania estetyki.

WSKAZANIA:

Odbudowy bezpośrednie w zębach przednich i bocznych w klasie ubytków I,II,III, IV,V, licowanie zębów pośrednie naprawy, tj. Inlay, Onlay oraz licówki, lakowanie bruzd w zębach bocznych i trzonowych, odbudowy, szynowanie rozchwianych zębów, korekcja kształtu i koloru.



Zalety stosowania Capo Natural:

- biokompatybilny i delikatny dla dziąseł
- niezwykle jednorodne rekonstrukcje
- kompatybilny z każdym systemem wiążącym
- blask i niezwykła trwałość wypełnienia
- doskonały efekt kameleona
- wysoka odporność na ścieranie
- polerowalność na wysoki połysk
- wygodny w użyciu
- doskonałe właściwości fizyczne
- niezależne laboratoria
- niski koszt




Photo: Prof. Dr. MSc. Aziz Abdullh

Twardość w skali Veckersa	685 MPa
Wytrzymałość na ściskanie	452 MPa
Wytrzymałość na zginanie	144 MPa
Moduł E	11,861 MPa

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Testy naukowe wykonane w renomowanych niezależnych instytutach




Test na cytotoksyczność

Kontakt bezpośredni komórkowy z Capo Natural. "W tym badaniu w danych warunkach badany materiał nie wykazuje żadnej aktywności (stopień 0). "Capo Natural nie ma skutków cytotoksycznych"



3 Media Abrasion




Materiał Capo Natural w porównaniu do innych kompozytów. Capo Natural pokazał najniższy stopień ścieralności w procesie - nawet po 200.000 cyklach.



Capo Natural posiada wysoką odporność na ścieranie.

Źródło: BSL BIOSERVICE Scientific Laboratories GmbH, Planegg/Germany, Study-No: 103887

Źródło: Klinikum der Universität Regensburg/Germany, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik



Capo Natural
Produkt A
Produkt B

Intensywne testy przeprowadzone przez niezależny instytut Fraunhofer IKTS Dreźnie / Niemcy, wykazywały porównanie trzech z najważniejszych wskaźników fizycznych właściwości kompozytów. Capo Natural miał najlepsze wyniki badań ze wszystkich poddanych testom.

Źródło: Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, Dresden/Germany

Capo Natural

Capo Natural

A1	4 g	Art. No. 232040
A2	4 g	Art. No. 232041
A3	4 g	Art. No. 232042
A3.5	4 g	Art. No. 232043
A4	4 g	Art. No. 232044
B2	4 g	Art. No. 232045
B3	4 g	Art. No. 232046
C2	4 g	Art. No. 232047
C3	4 g	Art. No. 232048

Incisial medium	4 g
Incisial clear	4 g
Incisial white	4 g
Bleach 1	4 g
Bleach 2	4 g

Art. No. 232049
Art. No. 232050
Art. No. 232051
Art. No. 232052
Art. No. 232053



Capo Natural Set
6 x 4 g strzykawka
Art. No. 232055

Capo Bulk Fill

Półpłynny kompozyt z dużą zawartością pirogenicznej krzemionki do wypełnień głębokim ubytków (4mm) w zębach trzonowych.



Capo Hybrid

Kompozyt z dużą zawartością ceramicznych cząsteczek, nie wymagający pracy z opakerem, doskonale na bardzo estetyczne odbudowy. Dostępny w strzykawkach 5g w kolorach: A1/A2/A3/A3.5/A4/B2/B3/C2/C3/D3/Incisal/szklivny translucytny/szklivny biały



Capo Universal

Kompozyt z porcelaną w uniwersalnym odcieniu z doskonałym efekcie kameleona na wszystkie klasy ubytków w zębach bocznych i trzonowych.



Capo Slow Flow

Półpłynny kompozyt o gęstej konsystencji idealny na ubytki klasy V oraz do uszczelniania bruzd i odbudów niewielkich ubytków klas I, II i III. Strzykawki 2g w odcieniach: A1/A2/A3/A3.5/B2/B3/translucytny.



Capo Bond

Jednoskładnikowy system wiążący do zębiny i szkliva o wysokiej sile wiązania na bazie etanolu.
Capo Bond 5ml



Capo Flow

Półpłynny kompozyt z wypełniaczem ceramicznym o doskonałych właściwościach. Dostępny w strzykawkach 2g w odcieniach: A2/A3/A3.5/A4/B3



Art. No. 234012