

2g – 86,-

Capo Slow Flow

Płynny kompozyt o wysokiej lepkości z doskonałymi właściwościami fizycznymi, szczególnie do ubytków przyszyjkowych i lakowania bruzd.

WSKAZANIA:

- Uszczelnianie bruzd
- Wypełnienia ubytków klasy V (próchnica szyjek, erozja korzenia, ubytki klinowe)
- Niewielkie wypełnienia ubytków klasy I, II i III
- Naprawa defektów szkliwa
- Blokowanie podcieni
- Drobne korekty kształtu i odcienia szkliwa

ZALETY:

- Łatwość stosowania płynnego kompozytu w połączeniu ze stabilnością
- Wyjątkowe właściwości fizyczne ·77% wypełniaczy
- Minimalny skurcz polimeryzacyjny
- Nie spływa, nie kapie
- Doskonała polerowalność i dopasowanie do naturalnego koloru zęba
- Biokompatybilny- wolny od Bis-GMA
- Kompatybilny z większością wypełnień i systemów wiążących
- Bardzo dobrze widoczny na RTG(210% Al.)



CAPO *Slow Flow*

DOSTĘPNE KOLORY: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, Clear