



# master fill

*Kompozyt mikrohybrydowy  
wzmocniony cząsteczkami nano*

- *Różnorodność kolorów*
- *Dobra marginalna integralność i trwałość*
- *Doskonale właściwości wykańczania i polerowania*
- *Znakomite właściwości mechaniczne*
- *Stabilność koloru*
- *Fluorescencja*

**biodinâmica**<sup>®</sup>  
respect for you

MASTER FILL jest kompozytem wysokiej gęstości, przeznaczony do wypełnienia wszystkich klas ubytków w zębach przednich i bocznych. Jego formuła zawiera cząstki wypełniacza w zakresie 0,04 a 2,2  $\mu\text{m}$ . Całkowita objętość wypełniacza wynosi 79%.

MASTER FILL prezentuje właściwości fluorescencyjne oraz zapewnia znakomite wykończenie. Bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz wysoka plastyczność materiału pozwalają na dowolne kształtowanie i modelowanie kompozytu. Dzięki tym cechom kompozyt MASTER FILL ma bardzo szerokie zastosowanie przy licówkach kompozytowych, odbudowach zrębu zęba oraz przedniej powierzchni zgryzu.

### Zestaw

- 6 strzykawkę po 4g ( A2-A3-A3,5-B1-C2-OA2)
- wytrawiacz 3g ATTAQUE GEL
- butelka 5ml MASTER BOND
- akcesoria

### Uzupełnienia

- strzykawka 4g MASTER FILL;
- Dostępne odcienie: A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B0,5 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - C4 - D3 - INCISAL - OA2 - OA3 - OB2.



### Wypełnienia w odcinku przednim



1. Wypełnienie do wymiany



2. Przygotowanie



3. Wykończenie materiałem Master Fill



4. Wypełnieni widziane od strony prawej

### Wypełnienia w zębach trzonowych



1. Stare wypełnienie przed odbudową



2. Odbudowa materiałem Master Fill

### Fluorescencja



1. Ząb w świetle fluorescencyjnym



2. Ubytek klasy IV (Master Fill)